

# REF 918978 03.24 NANOCOLOR® NanOx Metall

Feststoffreagenzen für den oxidativen Aufschluss von Metallen und gesamt-Phosphor

de

## Durchführung im Thermoblock:

### Aufschluss:

#### Benötigtes Zubehör:

NANOCOLOR® Thermoblock  
NANOCOLOR® Reaktionsgläser 16 mm AD (REF 91680)

**6,0 mL** Probelösung in ein **leeres** Reaktionsglas 16 mm AD (REF 91680) pipettieren, **1 gestrichenen orangefarbenen Messlöffel NanOx Metall Aufschlussreagenz** zugeben, verschließen und gründlich schütteln. Das Reaktionsglas in den NANOCOLOR® Thermoblock einsetzen und 30 min auf 120 °C oder 1 h auf 100 °C erhitzen. Aus dem Thermoblock entnehmen, abkühlen lassen und kurz umschwenken. **Die Aufschlusslösung muss klar und farblos sein.** Ansonsten ein weiteres Mal aufschließen. Das Reaktionsglas einmal auf den Kopf schwenken und anschließend öffnen, mit QUANTOFIX® Peroxid 25 (REF 91319) auf Peroxidfreiheit prüfen. Falls noch Peroxide vorliegen, Aufschlusslösung nochmals ohne weitere Zugabe von NanOx Metall Aufschlussreagenz erhitzten. Ist die Aufschlusslösung peroxidfrei, vorsichtig (Gasentwicklung) mit **3 gestrichenen weißen Mikrolöffeln NanOx Metall Neutralisationsreagenz** versetzen, verschließen und noch einmal kräftig schütteln. Der pH-Wert muss bei pH = 3–7 liegen, ansonsten mehr Neutralisationsreagenz verwenden. Der Inhalt kann nun als Probelösung für die oben genannten Phosphor- und Metallbestimmungen eingesetzt werden, wobei darauf zu achten ist, dass das Messergebnis der Rechteckküvettenteste aufgrund des halbierten Probevolumens mit 2 zu multiplizieren ist.

**Aufschlussbereiche:**  
**Aufschluss im Thermoblock:**

Der Aufschluss im Thermoblock bei 100/120 °C weist ein geringeres Oxidationspotential auf als der Mikrowellenaufschluss. Bei überwiegend industriellen Abwässern lässt sich diese Methode anwenden, wenn die Matrix über längere Zeiträume gleich bleibt. In regelmäßigen Abständen sollte die Vergleichbarkeit anhand von alternativen Methoden (z.B. Mikrowellenaufschluss) überprüft werden. Zum Aufschluss eines größeren Probevolumens besteht die Möglichkeit der Verwendung eines großen Aufschlussgefäßes (REF 91622), welches ein Aufschlussvolumen von bis zu 17 mL ermöglicht (Durchführung siehe Aufschluss XL).

### Druckaufschluss in der Mikrowelle

Diese Methode ist im Vergleich zu den bisher praktizierten Nassaufschlüssen im Thermoblock neben der beträchtlichen Zeitsparnis wesentlich einfacher zu handhaben.

### Mögliche Bestimmungen nach NanOx Metall Aufschluss

Folgende Bestimmungen sind nach Aufschluss mit NanOx Metall mit dem NANOCOLOR® System möglich:

Test 0-98 Aluminium 07*	Test 0-71 Nickel 4
Test 1-02 Aluminium*	Test 1-62 Nickel
Test 0-14 Cadmium 2	Test 0-76 Phosphat 1
Test 0-24 Chromat 5 (Chrom)	Test 0-81 Phosphat 5
Test 1-25 Chromat (Chrom)	Test 0-80 Phosphat 15
Test 1-28 Eisen	Test 0-55 Phosphat 45
Test 1-36 Eisen	Test 0-79 Phosphat 50
Test 0-37 Eisen 3	Test 1-95 Zink
Test 1-51 Kobalt	Test 0-96 Zink 4
Test 1-53 Kupfer	Test 0-42 Zink 6
Test 0-54 Kupfer 7	Test 0-01 Zirconium 100

\*nur in der Mikrowelle

### Stickstoff

Für die Bestimmung von gesamt-Stickstoff wird auf die Verwendung von NANOCOLOR® NanOx N (REF 918979) verwiesen.

### Allgemeine Hinweise zur Durchführung:

Benutzen Sie den orangefarbenen Messlöffel nur für das Aufschlussreagenz. Für die Bestimmung von Chrom Test 0-24/1-25, Eisen Test 1-36/0-37, Kupfer Test 1-53/0-54 und Phosphor Test 0-79 auf die Neutralisation verzichten. Bei den Kupertesten 1-53 und 0-54 stattdessen die doppelte Menge an Reagenz R1 (Test 1-53) bzw. R2 (Test 0-54) verwenden (REF 918903). Den von der Probe zu erwartenden Messwert vorher in den vom Test angegebenen Messbereich verdünnen. Bei Wässern unbekannter Konzentration sollten zur Sicherheit Untersuchungen mit stark unterschiedlichen Verdünnungen (1+9; 1+99) durchgeführt werden, bis sich aus der letzten Verdünnung der vorher gefundene Wert bestätigt. Bei Proben, die große Mengen an Oxydationsmittel verbrauchen (z.B. bei CSB-Werten über 1000 mg/L O<sub>2</sub>), besteht die Gefahr eines unvollständigen Aufschlusses, außerdem kann die Sicherheitsberstscheibe im Aufschlussgefäß zerstört werden. In diesen Fällen ist der Aufschluss mit der zuvor verdünnten Originalprobe zu wiederholen. Handelsübliche Mikrowellenherde können in ihrer Leistung schwanken; daher ist es von Zeit zu Zeit erforderlich, die Mikrowellenleistung zu kontrollieren und ggf. zu optimieren.

### Alternative Durchführung in der Mikrowelle:

#### Benötigtes Zubehör:

Mikrowellenherd, z.B. Siemens 750 Watt oder Panasonic 900 Watt mit digitaler Anzeige (sekundengenaue Einstellung), PTFE-Druckaufschlussgefäß 20 mL und Sicherheitsauffanggefäß (REF 91640)

**10 mL** Probelösung in das Aufschlussgefäß pipettieren, **2 gestrichene orangefarbene Messlöffel NanOx Metall Aufschlussreagenz** zugeben, verschließen und gründlich schütteln. Aufschlussgefäß im Mikrowellengerät auf den äußeren Rand des Drehellers stellen und 23 s mit 900 Watt oder 28 s mit 750 Watt erhitzen (immer die höchste Leistungsstufe des jeweiligen Gerätes wählen). Aus der Mikrowelle nehmen und etwa 10 min abkühlen lassen. Das Aufschlussgefäß einmal auf den Kopf schwenken und anschließend vorsichtig öffnen. **Die Aufschlusslösung muss klar und farblos sein.** Ansonsten ein weiteres Mal

aufschließen. Die Aufschlusslösung wird anschließend mit QUANTOFIX® Peroxid 25 (REF 91319) auf Peroxidfreiheit geprüft. Bei Anwesenheit von Peroxiden das Gefäß wieder verschließen und nochmals ohne weitere Zugabe von NanOx Metall Aufschlussreagenz in der Mikrowelle bestrahlen. Aus der Mikrowelle nehmen und etwa 10 min abkühlen lassen. Das Aufschlussgefäß einmal auf den Kopf schwenken und anschließend öffnen, nochmals auf Peroxidfreiheit prüfen und anschließend vorsichtig (Gasentwicklung) mit **6 gestrichenen weißen Mikrolöffeln NanOx Metall Neutralisationsreagenz** versetzen, verschließen und noch einmal kräftig schütteln. Der pH-Wert muss bei pH = 3–7 liegen, ansonsten mehr Neutralisationsreagenz verwenden. Der Inhalt kann nun als Probelösung für die oben genannten Phosphor- und Metallbestimmungen eingesetzt werden, wobei darauf zu achten ist, dass das Messergebnis der Rechteckküvettenteste aufgrund des halbierten Probevolumens mit 2 zu multiplizieren ist.

**REF**

91312	QUANTOFIX® Peroxid 100
91319	QUANTOFIX® Peroxid 25
91640	1 PTFE-Druckaufschlussgefäß 20 mL mit Sicherheitsauffanggefäß, Dicht- und Berstfolienset
91643	1 PTFE-Druckaufschlussgefäß 20 mL
91640.1	1 PFA-Sicherheitsauffanggefäß
91646	1 PFA-Schlauchverbindung mit Verschraubung
91644	1 Pg. = 20 PFA-Dichtfolien
91645	1 Pg. = 10 PTFE-Berstfolien
91628	1 Pg. = 3 PTFE-Siedehilfen
91680	1 Pg. = 20 Reaktionsgläser
91636	1 Ständer für 15 Rundküvetten und Aufschlussgefäß
91622	1 Pg. = 2 Aufschlussgefäß 22 mm AD
481100	1 Pg. = Filterflocken 500 g
481110	1 Pg. = Filterflocken 1000 g

### Verdünnungen:

#### Probe 1+9 verdünnt

Mikrowelle: **1,0 mL** Probelösung und **9,0 mL** dest. Wasser in das Aufschlussgefäß pipettieren

#### Probe 1+99 verdünnt

Mikrowelle: **0,1 mL** Probelösung und **9,9 mL** dest. Wasser in das Aufschlussgefäß pipettieren

### Störungen:

#### a) Die Berstfolie reißt

- Materialermüdung  
→ Berstfolie und Dichtfolie austauschen
- Probe gast aus → verdünnen
- Siedeverzüge  
→ spezielle Siedehilfe für NanOx verwenden
- Zeitvorwahl → korrigieren

#### b) Unvollständiger Aufschluss

- Aufschluss unvollständig, zu hoher CSB-Gehalt  
Hinweis: leicht nitroser Geruch beim Öffnen des Aufschlussgefäßes oder **Aufschlusslösung nicht klar**  
→ Verdünnen in den Messbereich,  
ggf. mehrmals aufschließen
- andere Störungen, die sich durch den Aufschluss mit NanOx Metall nicht ohne weiteres eliminieren lassen

### Zeitumrechnung für Mikrowellengeräte:

Für den Aufschluss mit NanOx Metall können bei Verwendung anderer Mikrowellengeräte die Bestrahlungszeiten folgendermaßen berechnet werden, wobei die jeweiligen Mikrowellengeräte immer auf den höchsten Leistungsstufen betrieben werden und sekundengenau einzustellen sind. Beispiel: Mikrowelle 900 Watt → 24 s Bestrahlungszeit  
Mikrowelle 750 Watt → X s Bestrahlungszeit  
X = 900 / 750 x 24 s = 28,8 s → 29 s

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die oben errechnete Zahl u. U. auf Grund schwankender Mikrowellenleistung von Gerät zu Gerät zu überprüfen und ggf. einzustellen ist.

### Korrigieren und Optimieren von Bestrahlungszeiten:

Die Leistung von Mikrowellengeräten auch gleicher Bauart kann von Gerät zu Gerät schwanken oder sich mit der Zeit verändern. Beim Aufschluss mit NanOx Metall kommt es aber auf eine genaue Dosierung der Energiezufuhr an. Um die Mikrowellenzeit zu optimieren, wird immer die höchste Leistungsstufe des jeweiligen Gerätes gewählt (max. 1000 Watt), weil diese durch keine Zeitintervalle getaktet wird. Bei einer Mikrowelle mit 900 Watt Leistung werden die Aufschlusszeiten etwa um 24 s liegen. Eine sehr zuverlässige und einfache Methode, die erforderliche Mikrowellenleistung festzustellen, stellt folgende Vorgehensweise dar:

Den mitgelieferten 100-mL-Erlenmeyerkolben mit genau 100 mL Wasser (ca. Raumtemperatur) füllen und mit einem Thermometer die Temperatur ermitteln (z.B. 21 °C). Jetzt den mit Wasser gefüllten Erlenmeyerkolben (ohne Thermometer) auf den äußeren Rand des Mikrowellentellers (gleicher Standort wie das Aufschlussgefäß) stellen und mit der zuvor berechneten Zeit bestrahlen. Sofort danach den Erlenmeyerkolben entnehmen und die Wassertemperatur unter leichtem Rühren bestimmen (z.B. 53 °C). Die Temperaturdifferenz muss 30 °C betragen. In diesem Beispiel beträgt die Differenz 53 – 21 = 32 °C. Um diesen abweichen den Betrag ist die Bestrahlungsdauer zu korrigieren.

Soll / Ist x Zeit = korrigierte Zeit  
30 / 32 x 24 s = 22,5 s → 23 s

Diese Zeit nochmals in derselben Art und Weise überprüfen.

### Allgemeine Arbeitshinweise:

The following determinations can be performed with the NANOCOLOR® system after oxidation with NanOx Metal:

Test 0-98 Aluminium 07*	Test 1-36 Iron
Test 0-2 Aluminium*	Test 0-37 Iron 3
Test 0-14 Cadmium 2	Test 0-71 Nickel 4
Test 0-24 Chromate 5 (Chromium)	Test 1-62 Nickel
Test 1-25 Chromate (Chromium)	Test 0-76 Phosphate 1
Test 1-51 Cobalt	Test 0-81 Phosphate 5
Test 1-53 Copper	Test 0-80 Phosphate 15
Test 0-54 Copper 7	Test 0-55 Phosphate 45
Test 0-53 Copper 5	Test 0-79 Phosphate 50
	Test 1-95 Zinc

Test 0-96 Zinc 4

Test 0-42 Zinc 6

\*only for microwave decomposition

### Nitrogen

For determination of total nitrogen NANOCOLOR® NanOx N (REF 918979) is recommended.

### General notes for the decomposition procedure:

Please use the orange measuring spoon only for the decomposition reagent. Don't use the neutralization reagent for following tests: chromium test 0-24/1-25, iron test 1-36/0-37, copper test 1-53/0-54 and phosphorus test 0-79. When performing copper tests 1-53 and 0-54 use twice as much reagent R1 (test 1-53) or R2 (test 0-54) respectively (REF 918903). Dilute the sample until the measured value is within the measuring range. For waters of unknown concentrations we recommend that you perform the test with very different dilutions (e.g. 1+9, 1+99) until the last dilution confirms the previous value. For samples which consume large amounts of oxidizing substances (e.g. for COD values above 1000 mg/L O<sub>2</sub>), decomposition can be incomplete, or the safety diaphragm in the pressure vessel can be destroyed. In such cases repeat the decomposition with a diluted sample solution. The power of commercial microwave ovens can fluctuate, thus it is necessary to check the microwave power from time to time and eventually optimize the microwave time.

### Decomposition in the heating block:

#### Decomposition

##### Requisite accessories:

NANOCOLOR® heating block

NANOCOLOR® test tubes 16 mm OD (REF 91680)

Pipet **6.0 mL** sample solution into an empty reaction tube 16 mm OD (REF 91680), add **1 level orange measuring spoon NanOx Metal decomposition reagent**, close and shake thoroughly. Place the reaction tube into the NANOCOLOR® heating block and heat 30 min at 120 °C or 1 h at 100 °C. Remove tube from the heating block, shake lightly and let cool. **The decomposition solution must be clear and colourless.** Otherwise another decomposition is necessary. Open the reaction tube and test the decomposition solution for peroxides using QUANTOFIX® Peroxide 25 test sticks (REF 91319). If peroxides are present, close tube and heat again without further addition of NanOx Metal decomposition reagent. Remove from the heating block and let cool for about 10 min. Turn the reaction tube on its head once, open it and again test for peroxides. Then carefully (evolution of gas) add **3 level white microspoons NanOx Metal neutralization reagent**, close and shake thoroughly. The pH value must be pH = 3–7, otherwise add more neutralization reagent. The contents can now be used as sample solution for the above-mentioned phosphorus and metal determinations. Please note that for standard tests the measured result has to be multiplied with the dilution factor depending upon the used amount of sample.

### Decomposition XL:

#### Requisite accessories:

NANOCOLOR® heating block (REF 919350.1)

NANOCOLOR® decomposition vessel 22 mm OD (REF 91622)

Pipet **17 mL** sample solution into an empty reaction tube 22 mm ID (REF 91622), add **3 level orange measuring spoon NanOx Metal decomposition reagent**, close and shake thoroughly. Place the reaction tube into the NANOCOLOR® heating block and heat 30 min at 120 °C or 1 h at 100 °C. Remove tube from the heating block, shake lightly and let cool. **The decomposition solution must be clear and colorless.** Otherwise another decomposition is necessary. Turn the reaction tube upside down once, open the tube and test the decomposition solution for peroxides using QUANTOFIX® Peroxide 25 test sticks (REF 91319). If peroxides are present, close tube and heat again without further addition of NanOx Metal decomposition reagent. Remove from the heating block and let cool for about 10 min. Turn the reaction tube upside down once, open it and again test for peroxides. If it is free of peroxides, then carefully (evolution of gas) add **3 level black spoons NanOx Metal neutralization reagent**, close and shake thoroughly. The pH value must be pH = 3–7, otherwise add more neutralization reagent. The contents can now be used as sample solution for the above-mentioned phosphorus and metal determinations. Please note that for standard tests the measured result has to be multiplied with the dilution factor depending upon the used amount of sample. Please remove residual solution from the decomposition vessel after use and clean it with a bottle brush and distilled water.

## &lt;h

<b>Decomposition:</b>	Pipet 60 $\mu$ L test sample and 5.94 mL dist. water into a 14 mm ID reaction tube
<b>Decomposition XL:</b>	Pipet 170 $\mu$ L test sample and 16.8 mL dist. water into the decomposition vessel

#### Alternative procedure for microwave decomposition:

##### Requisite accessories:

Microwave oven with digital display (time setting in seconds), PTFE pressure vessel 20 mL for decomposition and safety expansion reservoir (REF 91640)

Pipet 10 mL sample solution into the decomposition vessel, add 2 level orange measuring spoons Nanox Metal decomposition reagent, close and shake thoroughly. Place pressure vessel on the outer rim of the turntable in the microwave oven and heat 23 s at 900 VA or 28 s at 750 VA (always use the highest setting of the respective instrument). Remove vessel from the microwave oven and let cool for about 10 min. Turn the pressure vessel on its head once and then open it with caution. **The decomposition solution must be clear and colorless.** Otherwise another decomposition is necessary. Test the decomposition solution for peroxides using QUANTOFIX® Peroxide 25 test sticks (REF 91319). If peroxides are present, close vessel, and microwave again without further addition of Nanox Metal decomposition reagent. Remove from the microwave oven and let cool for about 10 min. Turn the pressure vessel on its head once, open it and again test for peroxides. Then carefully (evolution of gas) add 6 level white microspoons Nanox Metal neutralization reagent, close and shake thoroughly. The pH value must be pH = 3–7, otherwise add more neutralization reagent. The contents can now be used as sample solution for the above-mentioned phosphorus and metal determinations. Please note that for standard tests the measured result has to be multiplied by 2 due to application of half the sample volume.

##### Dilutions:

Sample 1+9 diluted	
<b>Microwave:</b>	Pipet 1.0 mL test sample and 9.0 mL dist. water into the decomposition vessel
Sample 1+99 diluted	
<b>Microwave:</b>	Pipet 0.1 mL test sample and 9.9 mL dist. water into the decomposition vessel

##### Interferences:

###### a) The safety diaphragm ruptures

- Material fatigue  
→ replace safety diaphragm and sealing disc
- Sample develops gases → dilute sample
- Delays in boiling  
→ use special Nanox boiling chips
- Wrong time setting → adjust time

###### b) Incomplete decomposition

- Decomposition incomplete due to high COD content  
Note: slightly nitrous odour when opening the decomposition vessel or **decomposition solution not clear**  
→ dilute into the measuring range, if necessary decompose several times
- other interferences, which cannot be eliminated by decomposition with Nanox Metal

##### Time adjustment for different microwave ovens:

For decomposition with Nanox Metal the microwave times have to be adjusted for different instruments. All instruments should be operated at the highest setting, and the time is adjusted to the second.

##### Example for calculation:

Microwave energy 900 VA → 24 s heating time  
Microwave energy 750 VA → X s heating time  
 $X = 900 / 750 \times 24 \text{ s} = 28.8 \text{ s} \rightarrow 29 \text{ s}$

Please note that the actual power of the microwave oven may deviate from the nominal value. In these cases test and adjust the time as described below.

##### Correction and optimization of microwave times:

The output of microwave ovens can fluctuate even between instruments of the same model or it can change with time. For the decomposition with Nanox Metal, however, an exact dosing of energy is required. In order to optimize the microwave time, always choose the highest setting of the respective instrument (max. 1000 VA), because this is not interrupted by time intervals. For a microwave oven with 900 VA output the microwave time will be about 24 s. The following procedure is a very reliable and simple method to determine the microwave energy:

Fill the included 100 mL Erlenmeyer flask with exactly 100 mL water (of ambient temperature) and measure the temperature with a thermometer (e.g. 21 °C). Now place the filled Erlenmeyer flask (without thermometer) on the outer rim of the microwave turntable (same position as the decomposition vessel) and heat for the calculated time. Immediately remove the Erlenmeyer flask and measure the water temperature after slight stirring (e.g. 53 °C). The temperature difference must be 30 °C. In our example the difference is 53 - 21 = 32 °C. The heating time has to be cor-

rected for this deviation:

$$\text{Nominal difference/actual difference} \times \text{time} = \text{corrected time}$$

$$30 / 32 \times 24 \text{ s} = 22.5 \text{ s} \rightarrow 23 \text{ s}$$

Check this time setting again following the above procedure.

##### General remarks:

Always place the decomposition vessel on the same position of the microwave turntable. For easier handling we recommend that you fill the safety expansion reservoir with filter flocs or pulp, covered with a filter circle, and remove the exhaust tubing from the safety expansion reservoir. After 5 decompositions the filter flocs (REF 481110) or pulp have to be replaced. If the safety diaphragm ruptures, always dry the safety reservoir prior to the next run, or replace the filter flocs or pulp. For sample solutions which tend to delays in boiling, we recommend using PTFE boiling chips (REF 91628). After decomposition remove the decomposition solution from the vessel. When the vessel is heavily soiled, or after continued use, clean the decomposition vessel with a bottle brush and dist. water. We recommend that from time to time you perform a blank decomposition with dist. water and Nanox Metal decomposition reagent, but without addition of neutralization reagent. As an alternative, you may fill the vessel with dist. water and some drops hydrogen peroxide 30% and let it stand for some hours.

##### REF

91312	QUANTOFIX® Peroxide 100
91319	QUANTOFIX® Peroxide 25
91640	PTFE pressure vessel 20 mL for decomposition with safety expansion reservoir, set of sealing discs and safety diaphragms
91643	PTFE pressure vessel 20 mL for decomposition
91640.1	PFA safety expansion reservoir
91646	PFA tubing with fitting
91644	pack of 20 PFA sealing discs
91645	pack of 10 PTFE safety diaphragms
91628	pack of 3 PTFE boiling chips
91680	pack of 20 reaction tubes
91636	rack for 15 reaction tubes and 2 decomposition vessels
91622	pack of 2 decomposition vessels 22 mm OD
481100	filter flocs, pack of 500 g
481110	filter flocs, pack of 1000 g

\* seulement pour four à micro-ondes

p.ex.). La décomposition d'un grand volume d'échantillon est possible en utilisant le grand récipient de minéralisation (REF 91622) d'une capacité de 17 mL (se référer à la procédure décomposition XL).

##### Minéralisation haute pression dans un four à micro-ondes

Cette méthode présente par rapport aux méthodes traditionnelles, utilisant un bloc chauffant, un gain de temps considérable et une remarquable facilité de manipulation.

##### Déterminations possibles après décomposition avec Nanox Métal :

Après minéralisation avec Nanox Métal, on peut effectuer les déterminations NANOCOLOR® suivantes :

Test 0-98 Aluminium 07*	Test 0-71 Nickel 4
Test 1-02 Aluminium*	Test 1-62 Nickel
Test 0-14 Cadmium 2	Test 0-76 Phosphate 1
Test 0-24 Chromate 5 (Chrome)	Test 0-81 Phosphate 5
Test 1-25 Chromate (Chrome)	Test 0-80 Phosphate 15
Test 1-51 Cobalt	Test 0-55 Phosphate 45
Test 1-53 Cuivre	Test 0-79 Phosphate 50
Test 0-54 Cuivre 7	Test 1-95 Zinc
Test 0-53 Cuivre 5	Test 0-96 Zinc 4
Test 1-28 Fer	Test 0-42 Zinc 6
Test 1-36 Fer	Test 0-01 Zirconium 100
Test 0-37 Fer 3	

\* seulement pour four à micro-ondes

##### Azote

Pour la détermination de l'azote total, nous vous conseillons l'utilisation de NANOCOLOR® Nanox N (REF 918979).

##### Notes générales pour la procédure :

Utiliser la cuillère de mesure orange pour le dosage du réactif de minéralisation. Pour la détermination du chrome (test 0-24 et 1-25), du fer (test 1-36 et 0-37), du cuivre (test 1-53 et 0-54) et du phosphore (test 0-79), la phase de neutralisation doit être annulée. Lors de l'exécution du test cuivre 1-53 et 0-54, utiliser deux fois plus de réactif R1 (test 1-53) ou R2 (test 0-54) (REF 918903). Dans ce cas, selon la valeur expérimentale attendue, il faut diluer l'échantillon de sorte à ramener la valeur expérimentale dans le domaine de mesure. Pour des eaux de concentrations inconnues, il est conseillé de travailler avec des dilutions très différentes (1+9 ; 1+99) jusqu'à confirmation de la valeur résultante de la dilution précédente. Les échantillons qui consomment une grande quantité d'oxydants (p.ex. pour des DCO supérieures à 1000 mg/L O<sub>2</sub>) risquent d'entraîner une minéralisation incomplète et dès lors, suite à une émission plus longue, une détérioration des membranes de sécurité et d'étanchéité dans la cuve de minéralisation. Si ce cas se présente, il faut recommencer la minéralisation, mais en diluant d'abord l'échantillon. La puissance des fours à micro-ondes commerciaux peut fluctuer. Pour cette raison, il faut contrôler de temps en temps leur puissance ou, le cas échéant, optimiser le temps d'émission de micro-ondes.

##### Mode d'emploi pour bloc chauffant :

##### Minéralisation

###### Accessoires nécessaires :

NANOCOLOR® bloc chauffant,  
NANOCOLOR® éprouvettes de réaction 16 mm D.E (REF 91680)

Pipetter 6,0 mL de l'échantillon à analyser dans une cuvette de réaction vide 16 mm D.E (REF 91680). Ajouter 1 cuillère de mesure (orange) remplies à ras bord de Nanox Métal réactif de minéralisation, fermer la cuve, et secouer énergiquement. Chauffer la cuve au moins pendant 30 min à 120 °C ou 1 h à 100 °C à l'aide des blocs chauffant NANOCOLOR®. Sortir la cuve du réacteur, mélanger et laisser refroidir. La solution doit être limpide et incolore.

Autrement minéraliser une autre fois. A l'aide des tests QUANTOFIX® Peroxydes 25 (REF 91319) vérifier que la solution ne contient plus de peroxydes. Si la solution contient encore des peroxydes, refermer la cuvette et chauffer sans ajout d'un quelconque réactif. Ouvrir la cuvette et rajouter 3 cuillères blanches remplies à ras bord de Nanox Métal réactif de neutralisation, fermer et mélanger énergiquement. Le pH doit être pH = 3–7, sinon rajouter plus du réactif de neutralisation. La solution peut maintenant être utilisée comme l'échantillon à analyser pour les tests cités au-dessus. Il faut noter que les résultats obtenus avec les cuves rectangulaires sont à multiplier par deux puisque le volume de départ est de moitié.

##### Dilution :

###### Echantillon dilué par 1+9

<b>Au four à micro-ondes :</b>	pipeter 1,0 mL de l'échantillon et 9 mL d'eau distillée dans la cuve de minéralisation
<b>Echantillon dilué par 1+99</b>	

<b>Au four à micro-ondes :</b>	pipeter 0,1 mL de l'échantillon et 9,9 mL d'eau distillée dans cuve de minéralisation
--------------------------------	---

##### Perturbations :

###### a) La membrane de sécurité se rompt

- Usure du matériel  
→ remplacer les membranes de sécurité et d'étanchéité

2- L'échantillon s'évapore → diluer l'échantillon

3- Retards d'ébullition  
→ utiliser des régulateurs d'ébullition spéciaux (spirales en teflon) pour Nanox

4- Réglage du temps → corriger

###### b) Minéralisation partielle

- Minéralisation incomplète pour des valeurs élevées de DCO

indication : odeur légère de gaz nitreux lors de l'ouverture de la cuve, ou la solution n'est pas limpide

→ diluer ; le cas échéant, minéraliser plusieurs fois

###### 2- Autres interférences ne pouvant être éliminées facilement par minéralisation avec Nanox Métal

##### Calcul du temps de réaction avec le four à micro-ondes :

Concernant la minéralisation avec Nanox Métal dans d'autres fours à micro-ondes, le temps peut être calculé de la manière suivante (réglér l'appareil sur la puissance maximale).

**réactif de neutralisation**, fermer et mélanger énergiquement. Le pH doit être pH = 3–7, sinon rajouter plus du réactif de neutralisation. La solution peut maintenant être utilisée comme l'échantillon à analyser pour les analyses des ions. Notez s.v.p. que le résultat des tests en cuves rectangulaires est à multiplier par le facteur de dilution dépendant de la prise d'échantillon initiale. Après utilisation, vider le récipient de minéralisation, nettoyer avec un gouillon et rincer à l'eau distillée.

**Conseil pour la décomposition XL :**  
L'utilisation de 2 récipients de minéralisation XL dans un bloc chauffant évite l'utilisation de 4 emplacements pour les tubes 16 mm D.E !

##### Dilution :

###### Echantillon dilué par 1+9

<b>Minéralisation :</b>	pipeter 0,6 mL de l'échantillon et 5,4 mL d'eau distillée dans un tube de 14 mm de diamètre
<b>Minéralisation XL :</b>	

<b>Minéralisation XL :</b>	pipeter 1,7 mL de l'échantillon et 15,3 mL d'eau distillée dans la cuve de minéralisation
<b>Echantillon dilué par 1+99</b>	

<b>Minéralisation :</b>	pipeter 60 $\mu$ L de l'échantillon et 5,94 mL d'eau distillée dans un tube de 14 mm de diamètre
<b>Minéralisation XL :</b>	

**Minéralisation XL**