

REF 918072

de

Test 0-072

12.21

**NANOCOLOR®**

Erweiterungsset für AOX 3

### Ausführung:

siehe Handbuchseite **NANOCOLOR®** AOX 3, Test 0-072

### Entsorgung:

Bitte beachten Sie nationale Vorschriften zur Sammlung und Beseitigung von Laborabfällen (Abfallschlüssel nach Anh. V der VO 1013/2006/EG: 16 05 06\*; nach ÖNORM S2100: 59305). Dichtschließende Behältnisse verwenden.

### Methode:

Zusatzreagenzien für den empfindlichen Messbereich (0,01–0,30 mg/L AOX) sowie für Probelösungen mit höheren CSB-Werten (> 50 mg/L CSB)

### Inhalt:

1 x 4 g AOX 3 R5

1 x 4 g AOX 3 R6

1 Messlöffel 85 mm, schwarz

1 Messlöffel 85 mm, orange

**MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG** · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Deutschland

Tel.: +49 24 21 969-0 · [info@mn-net.com](mailto:info@mn-net.com) · [www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

**Schweiz: MACHEREY-NAGEL AG** · Hirsackerstr. 7 · 4702 Oensingen · Schweiz

Tel.: 062 388 55 00 · [sales-ch@mn-net.com](mailto:sales-ch@mn-net.com)

PD 16045 / A024769 / 918072 / 1210.3

REF 918072

en

Test 0-072

12.21

**NANOCOLOR®**

Expansion set for AOX 3

### Procedure:

see manual page *NANOCOLOR®* AOX 3, test 0-072

### Disposal:

Please observe local regulations for collection and disposal of hazardous waste and contact waste disposal company, where you will obtain information on laboratory waste disposal (waste code number 16 05 06). Close container tightly.

### Method:

Accessory reagents for higher sensitivity (0.01–0.30 mg/L AOX) and for samples with high COD contents (> 50 mg/L COD)

### Contents:

1 x 4 g AOX 3 R5

1 x 4 g AOX 3 R6

1 measuring spoon 85 mm, black

1 measuring spoon 85 mm, orange

**MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG** · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Germany

Tel.: +49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · [www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

PD 16045 / A024769 / 918072 / 1210.3

REF 918072

fr

Test 0-072

12.21

**NANOCOLOR®**

Kit complémentaire pour AOX 3

### Méthode :

Réactifs supplémentaires pour les sensibilités plus élevées (0,01–0,30 mg/L AOX) et pour les échantillons polluée au DCO (> 50 mg/L DCO)

### Contenu :

1 x 4 g AOX 3 R5

1 x 4 g AOX 3 R6

1 cuillère de mesure 85 mm, noire

1 cuillère de mesure 85 mm, orange

### Exécution :

voir manuel, page **NANOCOLOR®** AOX 3, test 0-072

### Élimination des déchets :

Prière de respecter les directives nationales pour la collecte et l'élimination de déchets de laboratoire (code de déchets 16 05 06). Utiliser des conteneurs bien hermétiques.

**MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG** · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Allemagne  
Tél. : +49 24 21 969-0 · [info@mn-net.com](mailto:info@mn-net.com) · [www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

**France : MACHEREY-NAGEL SAS** · 1, rue Gutenberg – BP135 · 67720 Hoerd · France  
Tél. : 03 88 68 22 68 · [sales-fr@mn-net.com](mailto:sales-fr@mn-net.com)

MACHEREY-NAGEL SAS (Société par Actions Simplifiée) au capital de 186600 €  
Siret 379 859 531 00020 · RCS Strasbourg B379859531 · N° intracommunautaire FR04 379 859 531  
PD 16045 / A024769 / 918072 / 1210.3

REF 918072

es

Test 0-072

12.21

**NANOCOLOR®**

Equipo de ampliación para  
AOX 3

### Procedimiento:

consulte el manual, página *NANOCOLOR®* AOX 3, test 0-072

### Eliminación:

Obsérvense las normativas nacionales referentes a la recogida y eliminación de residuos de laboratorios (código LER: 16 05 06). Guardar en recipientes herméticos.

### Método:

Reactivos adicional para mayor sensibilidad (0,01–0,30 mg/L AOX) y para muestras con DQO > 50 mg/L

### Contenido:

1 x 4 g AOX 3 R5

1 x 4 g AOX 3 R6

1 cuchara medidora 85 mm, de color negro

1 cuchara medidora 85 mm, de color naranja

**MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG** · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Alemania

Tel.: +49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · [www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

PD 16045 / A024769 / 918072 / 1210.3

REF 918072

nl

Test 0-072

12.21

**NANOCOLOR®**

**Uitbreidingsset voor AOX 3**

### Methode:

Aanvullende reagentia voor grotere gevoeligheid (0,01–0,30 mg/L AOX) en voor CZV-belaste proefoplossing (> 50 mg/L CZV)

### Inhoud:

1 x 4 g AOX 3 R5

1 x 4 g AOX 3 R6

1 maatlepel 85 mm, zwart

1 maatlepel 85 mm, oranje

### Procedure:

zie handboek, zijde **NANOCOLOR®** AOX 3, test 0-072

### Afvalverwerking:

Neem de nationale voorschriften voor het inzamelen en verwijderen van laboratoriumafval in acht (afvalsleutel 16 05 06). Gebruik dicht afsluitende houders.

REF 918072

it

Test 0-072

12.21

**NANOCOLOR®**

Set di espansione per AOX 3

### **Metodo:**

Reagenti supplementari per sensibilità superiori (0,01–0,30 mg/L AOX) e per i campioni con COD > 50 mg/L

### **Contenuto:**

1 x 4 g AOX 3 R5

1 x 4 g AOX 3 R6

1 misurino 85 mm, nero

1 misurino 85 mm, arancione

### **Procedimento:**

vedere il manuale, pagina **NANOCOLOR®** AOX 3, test 0-072

### **Smaltimento:**

Osservare le disposizioni locali/regionali/nazionali relative alla raccolta e allo smaltimento di rifiuti di laboratorio (codice CER 16 05 06). Conservare in recipienti chiusi ermeticamente.

REF 918072

hu

Teszt 0-072

12.21

**NANOCOLOR®**

Kiegészítő készlet AOX 3  
teszthez

### Végrehajtás:

lásd. **NANOCOLOR®** AOX 3, teszt 0-072 használati utasítása.

### Rendelkezés:

Figyelembe kell venni a laboratóriumi hulladékok gyűjtésére és ártalmatlanítására vonatkozó nemzeti előírásokat (hulladékkulcs 16 05 06). Szorosan záró edényeket kell használni.

### Módszer:

Kiegészítő reagensek magasabb érzékenység (0.01–0.30 mg/L AOX) és a magas KOI (> 50 mg/L KOI) tartalmú minták méréséhez

### Tartalom:

1 x 4 g AOX 3 R5 reagens

1 x 4 g AOX 3 R6 reagens

1 fekete mérőkanál, 85 mm-es

1 narancs mérőkanál, 85 mm-es

MACHERY-NAGEL GmbH & Co. KG · Valencienner Str. 11 · 52355 Düren · Németország

Tel.: +49 24 21 969-0 · info@mn-net.com · [www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

PD 16045 / A024769 / 918072 / 1210.3

REF 918072

pl

**Metoda 0-072 12.21**

**NANOCOLOR® Odczynnik dodatkowy do AOX 3**

### OPIS METODY:

Odczynnik dodatkowy zalecany do oznaczania AOX w zakresie 0.01–0.30 mg/L oraz dla prób o ChZT > 50 mg/L

### ZAWARTOŚĆ:

1 x 4 g Odczynnik AOX 3 R5

1 x 4 g Odczynnik AOX 3 R6

1 miarka 85 mm (czarna)

1 miarka 85 mm (pomarańczowa)

### WYKONANIE OZNACZENIA:

patrz *NANOCOLOR®* AOX 3, metoda 0-072

### NEUTRALIZACJA:

Należy przestrzegać narodowych przepisów dot. zbierania i usuwania odpadów laboratoryjnych (Klasyfikacja klucza odpadów 16 05 06). Stosować należy pojemniki szczelnie zamykane.